



医療用捲綿子
QRBMed
キューアールビーメッド 鼻咽頭用スワブ (STS)
QRBMed Nasopharyngeal Swab (STS)

一般医療機器 再使用禁止
General Medical Device - Do not reuse

ご注意: Cautions:
検体採取時に過剰な力を加えると、検体の量が変動する恐れがあります。
Applying excessive force during specimen collection may cause the swab shaft to break.

使用の方法: How to Use:
1. 包装を開く。
2. スワブを取出し、検体採取する。
3. スワブを廃棄する。

【医療機器製造販売元届出番号】
Medical Device Notification Number
【製造番号】
Lot Number
【使用期限】
Expiry Date

【販売元】 Distributor
日本メディポート(株)
JAPAN MEDI PORT
【製造販売元】 Manufacturer
株式会社 靑石
AOISHI CORPORATION, LTD
Made in Korea

医療用捲綿子
QRBMed
キューアールビーメッド スワブ & 輸送培地 セット
QRBMed Swab & Transport Medium Set

一般医療機器 再使用禁止
General Medical Device - Do not reuse

ご注意: Cautions:
① 本品は検体採取用のみとし、再使用しないであらう。② 検体採取時、検体が検体管から脱落する恐れがあります。③ 検体採取時に検体管の蓋が破損する恐れがあります。④ 検体採取時に検体管の蓋が破損する恐れがあります。⑤ その他の注意事項については、添付文書をご参照ください。

使用の方法: How to Use:
1. 包装を開く。
2. スワブを取出し、検体採取する。
3. スワブを廃棄する。

【医療機器製造販売元届出番号】
Medical Device Notification Number
【製造番号】
Lot Number
【使用期限】
Expiry Date

【販売元】 Distributor
日本メディポート(株)
JAPAN MEDI PORT
【製造販売元】 Manufacturer
株式会社 靑石
AOISHI CORPORATION, LTD
Made in Korea



QRBMed

医療用捲綿子 キューアールビーメッド スワブ 製品
Medical Swab QRBMed

ご注意

Cautions

ご使用の際は、以下の点にご注意ください。

When using this product, please observe the following precautions.



検体採取時に強い力を加えたり、対象者が動くと軸が折れる恐れがあります。小児などは保護者が支えてください。

Do not apply excessive force or allow movement during specimen collection, as the swab shaft may break. For children, please ensure that a guardian provides support.



輸送培地の液体は飲まないでください。誤飲した場合は医師に相談してください。

Do not ingest the transport medium. If swallowed, consult a physician immediately.



包装や容器が破損、または液体が変色している場合は使用しないでください。

Do not use if the packaging or container is damaged, or if the medium is discolored.



この部分には
手を触れないでください
Do not touch this part

ブレイクポイント
Break point



小児の検体採取時
に握る位置
Grip position for specimen
collection in children

成人の検体採取時
に握る位置
Grip position for specimen
collection in adults

製品一覧

Product Lineup

製品コード Product Code	製品名 Product Name	製品数量 Product Quantity	メーカー 希望販売価格 Manufacturer's Suggested Retail Price
QRBMed-IUT	QRBMedスワブ & 不活性化輸送用培地セット QRBMed Swab & Inactivated Transport Medium Set	50セット 50sets	17,000円
QRBMed-AUT	QRBMedスワブ & 活性化輸送用培地セット QRBMed Swab & Activated Transport Medium Set	50セット 50sets	17,000円
QRBMed-STS 3600	QRBMed鼻咽頭用スワブバラ 3600 QRBMed Nasopharyngeal Swab (Loose, 3600)	3,600本 3,600 sticks	216,000円
QRBMed-STS	QRBMed鼻咽頭用スワブ QRBMed Nasopharyngeal Swab	50本 50sticks	6,300円

* 全製品滅菌済み All products are sterilized

【販売元】 Distributor

日本メディポート(株)

JAPAN MEDI PORT

〒005-0004 札幌市南区澄川4条1丁目
1-40 ジンビル澄川4F-B

TEL: +011-299-6711

【製造販売元】 Manufacturer

株式会社 青石

AOISHI CORPORATION.,LTD

〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満5-16-3
西天満ファイブビル3F

TEL: +81-6-6926-4602

Made in Korea